

Testeur poids spécifique

Appareil de mesure du volume pratique

Jusqu'à cinq fois plus rapide que des déterminations mécaniques conventionnelles

- Poids spécifique pour orge, avoine, seigle et blé
- Construction robuste (acier inoxydable), 0,5 litre
- Utilisation facile et pratique
- Utilisation mobile et indépendante du réseau électrique
- Résultats de mesure précis

Fonction

Insérer le couteau racleur dans le chondromètre. Insérer le poids-plongeur dans le cylindre et remplir l'échantillon de céréales. Sortir rapidement le couteau racleur. Le poids-plongeur et les céréales tombent dans la partie inférieure du chondromètre. Couper le volume exact avec le couteau racleur. Retirer la quantité excédentaire de céréales et peser le contenu sur la balance numérique compacte. Le poids spécifique (kg/hl) des différentes sortes de céréales est ensuite déterminé à l'aide du tableau comparatif fourni.

L'instrument convient particulièrement aux agriculteurs, aux écoles supérieures et aux essais en plein champ. Le testeur poids spécifique n'est pas conforme à la loi actuelle sur l'étalonnage en Allemagne !



Caractéristiques techniques

| Produit | Version | Dimensions coffret | Poids avec coffret | Référence article |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Testeur poids spécifique | avec balance | 425x340x115 mm | 4,5 kg | 1745 1000 |
| Testeur poids spécifique | sans balance | 425x340x115 mm | 4,0 kg | 1745 1001 |